



Dịch vụ

Tăng cường công tác giống qua những tư vấn, thiết bị và chất môi trường

Các lĩnh vực tư vấn

Khả năng làm giống của lợn nái và hậu bị
Quản lý đực giống và nguồn gen
Chất lượng tinh dịch và bệnh học
Thiết kế mẫu chuồng đực và dự báo tài chính
Thiết kế phòng thí nghiệm TTNT & chi phí một liều tinh
Kỹ thuật "một lứa"
Các thiết bị TTNT cần dùng

Đào tạo

Lựa chọn và huấn luyện đực giống cho TTNT
Đánh giá chất lượng tinh dịch
Phương pháp phát hiện động dục
Kỹ thuật TTNT
Truyền tinh không dùng tay
Tinh đông lạnh
Cấy truyền phôi

Đào tạo qua băng hình

Phát hiện động dục
TTNT và kỹ thuật không dùng tay

Chúng tôi sẵn sàng cung cấp các loại dịch vụ khi có yêu cầu, nhằm tối ưu hóa chương trình TTNT của khách hàng

Thiết bị phòng thí nghiệm cho một trại Thụ tinh nhân tạo

Giá nhảy
Tủ sấy có bộ điều nhiệt
Cân điện tử
Pipet tự động
Buồng đếm Bauer
Máy so màu
Kính hiển vi phản pha
Dụng cụ làm ấm phiên kính
Máy lắc trong nước ấm
Thiết bị chưng cất nước
Thiết bị khử trùng điện tử
Máy khuấy từ

Vật dụng dùng trong phòng thí nghiệm

Môi trường
Dẫn tinh quản
Chai lọ
Cốc thu tinh
Găng tay các loại



Danh mục chi tiết và Bảng giá Luôn sẵn sàng khi quý khách yêu cầu



"Nơi cung ứng thiết bị và dịch vụ chất lượng hàng đầu về Thụ tinh nhân tạo lợn"

Chuyên gia trong lĩnh vực sinh sản và thụ tinh nhân tạo lợn

Tiên phong về môi trường cho lợn giống và chất bảo quản tinh

Đổi mới trong quản lý trại giống thụ tinh nhân tạo

Địa Chỉ Liên Hệ

CÔNG TY THỨC ĂN CHĂN NUÔI HOA KỲ

Hà Nội: Tầng 5, 23 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm

ĐT : 04-933 1045 * Fax : 04-933 0955

Tp. HCM: Lầu 7,58 Đồng Khởi, Quận 1

ĐT: 08-823 8807 / 08 * Fax: 08-823 8809



Môi trường pha chế
tinh độc giống MR-A®

Tính chất

- Có thể bảo quản tinh trong vòng 6 - 7 ngày
- Kiểm soát được tình trạng kết vón tinh trùng.
- Giảm sự xuống cấp chất lượng tinh.
- Giúp kích thích và bảo vệ cho niêm mạc tử cung, cải thiện khả năng vận động của tinh trùng.
- Tăng khả năng thụ tinh của tinh trùng trong ngày bảo quản 1-2 khi đem so với các loại môi trường khác.

Môi trường pha
chế tinh độc giống BTS

Tính chất

Bảo quản tinh trong vòng từ 2 - 3 ngày.

Đóng gói

- Gói cho 1 lít dung dịch.
- Xò cho 100 lít dung dịch.

Bảo quản

Giữ ở nơi thoáng mát (5~15°C),
tránh ánh sáng mặt trời.



MR-A® Predil

Dịch nhân tạo làm tăng
tính mắn đẻ của lợn nái

Tính chất

- Tăng độ nhạy cho tử cung, nâng cao sức sống bào thai
- Kiểm soát được mức độ nhiễm khuẩn
- Tăng cường quá trình truyền tinh, giảm trào ngược

Đặc điểm

- Tăng độ nhạy của lợn hậu bị: Sử dụng 100cc MR-A Predil ở nhiệt độ 37°C lúc lợn động dục, trước khi áp dụng thụ tinh nhân tạo
- Kỹ thuật hai pha: Trước khi tiến hành truyền tinh dùng thêm một liều MR-A nữa (khoảng 30-35cc)

Trình bày

Có hai dạng:
Dạng dung dịch trong ống nhựa 30cc và 100cc;
Dạng bột trong gói giấy chống ẩm, pha được 1 lít dung dịch.

Bảo quản

Bột MR-A: Bảo quản ở nơi khô ráo, nhiệt độ từ 5-15°C, tránh ánh sáng mặt trời.
Dạng dung dịch: Khi chưa mở có thể để ở nhiệt độ trong phòng

Lợn hậu bị được làm tăng độ nhạy		
	Có dùng MR-A	Không dùng MR-A
Số nái thí nghiệm (%)	200	200
Động dục lần hai	87,93%	83,91%

Đai treo dẫn tinh quản MR-A®

"Không dùng tay",
Phương pháp truyền tinh mới,

Giảm chi phí trong TTNT với số lượng đàn lớn

Tính chất

- Kích thích độ mê ý của lợn nái trong động dục
- Giảm thiểu sự trào ngược
- Cho phép một công nhân có thể tiến hành truyền tinh cho nhiều lợn nái cùng một lúc

Đặc điểm

Làm bằng sợi không thấm nước
Có một đầu móc với lỗ đựng tinh và dẫn tinh quản trong suốt thời gian truyền tinh

Cách sử dụng

1. Đắt đai lên lưng con nái
2. Đưa dẫn tinh quản vào vị trí
3. Nối lỗ chứa tinh ở nhiệt độ 35-37°C với dẫn tinh quản

4. Cố định dẫn tinh quản vào đai
5. Dùng tay ấn nhẹ cho đến khi dẫn tinh quản đầy
6. Châm một lỗ trên lỗ chứa tinh
7. Trong khi tiến hành lắp đai khác phải chú ý xem lượng tinh có được hấp thu hết hay không
8. Khi tinh trong lọ hết (khoảng 5 phút) lấy dẫn tinh quản ra, nếu còn thì phải tránh không cho không khí vào. Giữ đai trên lưng nái trong 2 phút
9. Tháo đai ra